

**Fiable  
Précis**

**Exacto®**

**Tensiomètre  
Brassard de voyage**

### ATOUTS PRODUITS

**Format compact** → Idéal pour les déplacements

**Technologie *pad*** → Détection des arythmies cardiaque

**Brassard double taille M-L (22-42cm)** → Convient à la majorité des utilisateurs

**Testé cliniquement** → Note A/A au protocole BIHS

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Technologie Gentle +, réglage optimale de la vitesse et de la pression du gonflage pour une prise de mesure plus confortable
- ▶ Alerte en cas de détection du mouvement du bras
- ▶ 30 mesures mémorisées avec date et heure
- ▶ Pochette de rangement



Technologie  
**microlife®**



Microlife Corporation Taipei,  
9F, 431, RuiGuang Road NeiHu,  
Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.



CE0044

REF 858892

**BIO SYNEX**  
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

22 Boulevard Sébastien Brant  
67400 Illkirch-Graffenstaden  
FRANCE